


徘徊お知らせ 開見ちゃん

介護保険
制度対象
商品



ドアや窓から出られる徘徊をお知らせします。
スタッフや家族の方用の便利な”入切スイッチ”付きです。

運用

- 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、100m以内の受信機にお知らせします。

ドア・窓センサー送信機

〈簡単設置〉

- スライドドアや開き扉などに簡単に取付けできます。
ネジや両面テープなどの付属品を同梱しています。

〈入切スイッチ付き〉

- スタッフやご家族は、スイッチ切にして扉を開けることで電波送信されません。

〈長寿命〉

- 専用リチウム電池採用で長寿命（1日20回送信で約8年）

〈配線工事不要〉

- 送信機から、受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。
ご家族や既設ナースコールがない場所にも簡単に設置できます。
- あらかじめ電波登録し、すぐにご使用いただけます。

〈両面テープで簡単設置〉

- 「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。
取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。

■ 卓上型受信機セット

品 名	1扉セット	2扉セット	3扉セット	4扉セット
品 番	HCS-115 (T)	HCS-115/2 (T)	HCS-115/3 (T)	HCS-115/4 (T)
TAISコード	00021-000119	00021-000121	00021-000122	00021-000123

用途

- 施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。
- 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
- 個人宅や居室の各出入口に取り付け、徘徊検知用途に。
- 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に。
- 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。

〈セット商品〉

- ドア・窓センサー送信機と受信機をセットにして電波登録しています。すぐにお使いいただけます。
- 1扉セットから4扉セットまでご用意しています。
同一在宅内で「複数箇所の扉・窓」に送信機を設置する場合にも対応可能です。

〈増設できます〉

- 卓上型受信機には最大30台、携帯型受信機には最大50台の送信機を追加登録が可能です。

〈中継機 RTXF-300〉

- 電波が直接届かない場所に送信機からの電波を受信して受信機へ再送信します。
- 中間に1台設置すると、見通し100m電波距離を延長できます。


■ 携帯型受信機セット

品 名	1扉セット	2扉セット	3扉セット	4扉セット
品 番	HCS-115 (KE)	HCS-115/2 (KE)	HCS-115/3 (KE)	HCS-115/4 (KE)
TAISコード	00021-000120	00021-000124	00021-000125	00021-000126


徘徊お知らせ 開見ちゃん

■設置例


●トイレの入口に取付け、使用されることをいち早く
介助者に伝え、転倒防止に!



●扉に取り付け
徘徊検知用途に!




●施設や個人宅のベランダ窓に取り付け、
転落防止用途に!



■運用

■スタッフステーション




■携帯型受信機へ




■システム例

■居室



■スタッフステーション




■セット商品 受信機は2種類


用途に合わせて、受信機を2台揃えています。あらかじめ電波登録し、すぐにご使用いただけます。

●HCS-115 (T)卓上型受信機セット (HCT-115+HC-350)

8通りのメロディやチャイムから選択でき、フラッシュライトで視覚的にお知らせします。報知時間は3秒～120秒まで7通りと「連続」を選択できます。




HCT-115



HC-350

●HCS-115 (KE)携帯型受信機セット (HCT-115+RXF-60K)

充電式で専用充電器付きです。3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。お知らせ時間の選択ができます。(20秒/2分/5分/10分)




HCT-115




RXF-60K

■外形寸法図 (単位: mm)


■HCT-115



■HC-350



■RXF-60K



■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよく確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



ヘルスケア事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085

札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981

さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665

横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366

金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112

広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911

U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は2019年9月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■

CAT.NO.TD1909-01SL85-4