




ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉


ナースコール子機接続専用分配コンセント

■名電通、ケアコム、アイホン、パナソニック（φ6.3mmフォンプラグ）


			分配コンセント（6.3mm フォーンプラグ仕様） BC-S(H) <ul style="list-style-type: none"> ●名電通、ケアコム、アイホン、パナソニックで、「φ6.3mmフォンプラグ」仕様のナースコールと併用できます ●入力：センサー×1、6.3mmフォンプラグ×1 ●出力：6.3mmフォンプラグ×1 ●センサー用の入切スイッチ付です ●リード線長さ1.5m ●外形寸法：W70×H100×D35mm（突起部分を除く）
---	---	---	--

ナースコール子機接続専用オプション




■変換ジャック

	メタコン2ピン変換ジャック HC-MJ <ul style="list-style-type: none"> ●各種センサープラグ出力をメタコン2ピンのナースコールにつなげます ●適用製品：M、MAシリーズ、BX-1、BX-BS3、B-CC、BS-2
---	--



■中間スイッチ

	中間スイッチ HC-SW1 <ul style="list-style-type: none"> ●M、MAシリーズの動作をON/OFFできます ●適用製品：M、MAシリーズ、B-CC、BS-2
--	--


■変換ジャック及び変換プラグ

	リード線付ジャック HC-J <ul style="list-style-type: none"> ●ベッド・マットセンサーの接続用 ●適用製品：M、MAシリーズ 		リード線付プラグ HC-P <ul style="list-style-type: none"> ●ベッド・マットセンサーの接続用 ●適用製品：M、MAシリーズ、BCシリーズ
	ジャック、プラグ付リード線3m HC-PJ(3m) <ul style="list-style-type: none"> ●マット、ベッドセンサー延長コード ●適用製品：M、MAシリーズ、BSシリーズ ※3m以上は、追加購入して頂き、ジョイントしてください 		リード線付プラグ3m（綿糸入） HC-P(3m) <ul style="list-style-type: none"> ●接点出力を送信機に接続します ●適用製品：HC-300/350、AC-1R・4Rなど出力付受信機
	両端プラグ付ケーブル3m HC-PP(3m) <ul style="list-style-type: none"> ●ベッドモニターケアのナースコール接続用 ●適用製品：MR-BMC1 		


〈用途例〉



■2分配アダプター

	2分配アダプター RCA-2 <ul style="list-style-type: none"> ●RCAジャックを2分配できます 1入力の差込口を2入力にし、拡張性を持たせることができます（ご使用例）マットセンサーと握り押しボタンを併用します。 ●適用製品：BCシリーズ、HC-116
---	--

■握り押しボタン

	握り押しボタン HCB-1 <ul style="list-style-type: none"> ●リード線先端がRCAプラグ仕様です ジャック付送信機や分配コンセントに接続して使用できます ●リード線長さ：2m ●適用製品：BCシリーズ、HC-116
--	---