


ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

ナースコール子機接続専用オプション



現在お使いのナースコール子機「差込口」形状をご確認のうえ、対応する商品をお選び下さい。

分配コンセントはすべて露出型で取付用フックと裏面にマグネットが付いています。


センサーメカ部は金メッキを採用し、耐腐食性を向上しました。(BC-Sシリーズ)

ご注意：分配コンセントは、握り押しボタンやハンド子機を接続しないと、脱落断線信号が出る場合があります。

ワイヤレス分配コンセント用送信機／ワイヤレス分配コンセント

※センサーから分配コンセントまでの配線をなくし、ワイヤレス化を実現します。

■ワイヤレス分配コンセント用送信機




■ワイヤレス分配コンセント


〔共通仕様〕

- 電源電圧 : AC100V 50/60Hz(専用アダプタ付属)
- 外部出力 : コード付きプラグ(1.5m)で壁面ナースコール受口に接続
- 使用周波数帯 : 315MHz帯(微弱無線局)
- 動作表示灯 : 緑色、赤色、橙色 LED各1個
- 通信機器登録台数 : 最大5台

■ケアコム／アイホン



■ケアコム



※ナースコール子機が、ケアコム Well仕様(6ピン)の場合
[WBC-S] と、別途ケアコム製分配コンセント
「BB-301WZ-2P/W6P-NC」が必要です。

